



Avec la technologie  
**Carestream**  
DENTAL

# ENSEMBLE, ENTRONS DANS L'ÈRE DU NUMÉRIQUE !



## **Sans frais et sans engagement, révolutionnez votre pratique avec Protalab et le scanner intra-oral CS 3500**

Confiez-nous vos empreintes numériques et compensez les frais de location de votre lecteur en profitant de notre remise spéciale.

Mobile, compact, ergonomique, simple d'utilisation, intuitif, les adjectifs ne manquent pas pour qualifier le nouveau scanner intra-oral Carestream CS 3500.

Sans poudrage, il vous permettra d'acquérir vos empreintes numériques avec un très haut niveau de précision.

L'empreinte réalisée, il ne vous reste qu'à la transférer à Protalab en un clic via votre espace Internet personnalisé. Le tour est joué !

# Une technologie qui fait la différence

Compact et d'une grande simplicité d'utilisation, le scanner intra-oral CS 3500 de Carestream révolutionne la prise d'empreinte numérique.

## LA PUISSANCE DU MODE PHOTO

Grâce à son mode photo intelligent, le scanner intra-oral CS 3500 vous laisse la possibilité de corriger la modélisation de la prise d'empreinte à n'importe quelle étape.

L'empreinte réalisée n'est pas satisfaisante ? Inutile de recommencer le travail depuis le début, seules les zones où l'information est manquante devront être re-scannées. Vous gagnez un temps précieux.

## RAPIDITÉ DU SCAN

Grâce à une profondeur de -2 à +13 mm et à un angle de 45 degrés de la surface de la dent, le CS 3500 est capable de scanner rapidement une arcade entière tout en navigant facilement dans la cavité buccale.

## SYSTÈME DE DÉSEMBUAGE

Le désembuage automatique du miroir facilite également la numérisation et participe à la qualité de l'empreinte réalisée.



# Une qualité d'image sans compromis



## HAUTE RÉOLUTION

Grâce aux 1.3 megapixels de son capteur, avec une résolution d'image de 1024 x 768, et une précision de près de 30µm, le CS 3500 révèle les moindres détails anatomiques à l'écran.

## DES COULEURS RÉELLES

La numérisation des images 2D et 3D restitue la réalité des couleurs laissant clairement distinguer les structures dentaires des tissus mous et de la préparation, ce qui permet facilement de localiser les limites cervicales, les points de contact et les contre-dépouilles.

# Une solution mobile

## SANS CHARIOT

Fonctionnant sans chariot et très maniable, le CS 3500 peut se partager d'un fauteuil à l'autre avec une facilité déconcertante, ce qui en fait un outil de choix pour les cabinets multi-fauteuils et les centres dentaires.

## INTEGRATION INFORMATIQUE PARFAITE

S'intégrant parfaitement dans l'environnement informatique existant\*, le scanner CS 3500 est opérationnel par un simple branchement sur le port USB 2 de votre ordinateur grâce à sa technologie Plug & Play.

# Un confort accru

## LE BIEN-ÊTRE DU PATIENT

La tête fine et étroite du scanner intra-oral CS 3500 apporte plus de confort à vos patients.

Les embouts, autoclavables, sont disponibles en deux tailles, la plus petite étant parfaitement adaptée à la bouche d'un enfant.

La tête du scanner peut prendre appui sur les dents, rendant la prise d'empreinte aussi confortable pour le patient que pour le praticien.



## LE TRAVAIL DU PRATICIEN FACILITÉ

Son grand niveau de précision, associé à l'intuitivité de son utilisation en font un outil d'une efficacité redoutable.

Équipé d'un système de guidage lumineux, vous vous concentrez sur la bouche du patient plutôt que sur votre écran. La lumière est verte, le scan est réussi.

# Transmettez vos empreintes numériques avec Protilab



Votre numérisation achevée, l'empreinte numérique d'une qualité exceptionnelle est affichée quasi instantanément.

En un clic, vous pourrez la charger sur votre espace Internet personnalisé Protilab en vue de la réalisation de votre prothèse.

Ensemble, entrons dans l'ère du numérique !

\*nécessite en particulier la version 64 bits de Windows 7





## **MARQUEZ VOTRE CABINET DE L'EMPREINTE DU FUTUR**

- **Système portatif à connectique USB (sans chariot)**
- **Sans poudrage**
- **Système intuitif, rapide et confort d'utilisation**
- **Guidage lumineux**
- **Images Haute Résolution - couleurs réelles**
- **Mode de prise de vue "Photo" pour une retouche facile de l'empreinte**
- **Echange rapide et simple avec Protilab**
- **Têtes autoclavables avec technologie anti-buée**
- **Archivage des empreintes**

**Protilab • Laboratoire de Prothèse Dentaire  
5 rue Georgette Agutte • 75018 PARIS**

**▶ N°Vert 0 800 81 81 19**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

**contact@protilab.com • www.protilab.com**